


SVBONY



EN

JP

DE

FR

IT

ES

SV601

PREFACE

Thank you very much for your purchase of a SVBONY microscope
This manual applies to SV601. Read this manual before using the SV601 microscope.

Setting Up

1. Remove the Styrofoam container from the carton.
 2. Carefully remove the microscope and other parts from the container and set them on a table, desk, or other flat surface.
 3. Remove eyepieces from the plastic bags.
 4. Insert the 10x eyepiece into the eyepiece tube
- You are now ready to use your microscope for looking at specimen


CAUTION

Please set the microscope on stable table, desk, or other flat surface. Away from edge.

●CARE & MAINTENANCE

1. Never leave the SV601 microscope close to fire, or hot places
2. When you are done using your microscope, remove any specimens left on the stage
3. Turn off the top and bottom illuminators when you are done using the microscope.
4. If you will not use the microscope for a long time (30 days or more), remove the batteries.
5. Always place the dust cap over the eyepiece when not in use or when being stored.
6. Store the microscope in a clean, dry place.
7. Clean the outside surfaces with a damp cloth.
8. Never clean optical surfaces with cloth or paper towels as they can scratch optical surfaces easily.
9. To remove fingerprints from optical surfaces, use a lens cleaning agent and lens tissue available at most photo outlets.
10. Never disassemble or clean internal optical surfaces. This should only be done by qualified technicians at the factory or other authorized repair facilities.

OVERVIEW



List and View of Accessory



SPECIFICATIONS

Model	SV601
Optical System	Finite Biological Microscope
Eyepiece	WF10X WF20X
Objective	4X 10X S40X
Extender	2.0X
Working Stage	90mmX90mm Square
	Moving Scale
	Disc Filters
Adjustment	Coarse Focuser & Fine Focuser (dual knobs)
Illuminator — Top	LED Lights
Illuminator — Bottom	LED Lights , Uses 2AA batteries (user supplied)
Accessories	Full Set (Accessory Chart)
Packing	Box
Dimension	155x110x290mm
Weight	1.5kg

SETTING UP & OPERATION

- ① Remove the microscope, and insert WF10X eyepiece
- ② Insert the battery or connect to electricity, turn on the lights. Make the light in view
- ③ Put the slides on the working stage, fixed by moving scale, adjust object position to the middle of light



- ④ Adjust the objectives to the low position, then move it up slowly by focuser. Adjust fine focuser can get better view

⑤ Move the objectives adaptor, change the magnifications from Min. to Max.



⑥ The filters under working stage can make the vision in different colors.



Precautions

1. Please carefully place the sample in the center of the platform when you use it.
2. Rotate the knurled ring on the objective lens housing to the 4x position. It is best to begin viewing a specimen at low power, then switch to higher power as needed.
3. Look through the eyepieces and gradually turn the focus knob until the specimen comes into focus.
4. If there is not enough travel in the focuser mechanism to reach focus, it may be necessary to lower the stage plate to the down side. and make it travel full distance slowly, until the image becomes sharp.
5. If higher power is desired, rotate the objective lens housing to the 3x position and refocus until the specimen becomes sharp. You can also replace the WF 10x eyepieces with the WF 20x eyepieces to obtain two additional magnifications powers.



- Do not view the sun or other intense light with your products or even with the naked eye; Otherwise there may be permanent eye damage.
- Kids need to be used under the guardianship of adults to avoid the unnecessary damage.
- Do not put the plastic package a place your kids can reach. If not, the kids may put the plastic into the mouth and suffer from suffocating.

Care and Clean:

The item do not need routine maintenance other than making sure that the objective lenses and eyepieces are kept clean. Dirty objectives and/or eyepieces mean less light transmission and loss of brightness as well as unsharp images. Keep your optics clean! When not using your item, store those in the case provided.

Usage Notice:

1. Store the product in a ventilated, dry, clean place or put it in a dry box.
2. If there are dust and other dirt on the optical lens, use a professional cleaning kit to clean it. Do not wipe it directly with a cloth and a hard brush.
3. Please do not disassemble or repair the product yourself. If you need to repair it, please contact our professional after-sales department.
4. Do not use non-waterproof products in wet environments, use waterproof products in wet environments, and dry them after use.
5. When viewing indoors, please do not close the window and watch it through the window, which will reduce the product observation effect.

Avoid Choking Hazard



Small Parts. Not for children under 10 years.

Approved Accessories



- This item meets the regulatory standards when used with the Svbonny accessories supplied or designated for the product.
- For a list of Svbonny-approved accessories for your item, visit the following website: <http://www.Svbonny.com>

序文

SVBONY顕微鏡をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はSV601に適用されます。SV601顕微鏡を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。

セットアップ

1. 発泡スチロール容器をカートンから取り出します。
 2. 顕微鏡などの部品を容器から慎重に取り出し、テーブル、机、その他の平らな面に置きます。
 3. ビニール袋から接眼レンズを取り出します。
 4. 10x接眼レンズを接眼レンズチューブに挿入します。
- これで、顕微鏡を使用して標本を観察する準備が整いました。


注意

顕微鏡を安定したテーブル、机、その他の平らな面に置いてください。そして、端から離れてください。

●お手入れ・メンテナンス

1. SV601顕微鏡を火や高温の場所に近づけないでください。
2. 顕微鏡の使用が終了したら、ステージに残っている検体をすべて取り除きます。
3. 顕微鏡の使用が終了したら、上部と下部のイルミネーターをオフにします。
4. 顕微鏡を長期間(30日以上)使用しない場合は、電池を取り外してください。
5. 使用しない時や保管する時は、必ず接眼レンズの上にダストキャップを被せてください。
6. 顕微鏡を清潔で乾燥した場所に保管します。
7. 湿らせた布で外面を拭きます。
8. 光学面を傷つけやすいので、布やペーパータオルで光学面を拭かないでください。
9. 光学面から指紋を取り除くには、ほとんどの写真撮影口で使えるレンズ洗浄剤とレンズティッシュを使用します。
10. 内部の光学面を分解したり、清掃したりしないでください。これは、工場またはその他の認定修理施設の資格のある技術者のみが行う必要があります。

各部名称



パーツリスト



スペック:

型番	SV601
光学システム	単眼生物顕微鏡
接眼レンズ	WF10X WF20X
対物レンズ	4X 10X S40X
エクステンダー	2.0X
作業ステージ	90mmX90mm Square
	ムービングスケール
	ディスクフィルター
調整	コースフォーカサー&ファインフォーカサー(デュアルノブ)
イルミネーター— 上部	LED ライト
イルミネーター— 下部	LED ライト, 2AA バッテリー (ユーザー提供)
アクセサリ	フルセット(アクセサリチャート)
包装	ボックス
サイズ	155x110x290mm
重さ	1.5kg

セットアップと操作手順

- ① 顕微鏡を取り外し、WF10X 接眼レンズを挿入します。
- ② バッテリーを挿入する又は電気に接続し、ライトをオンにします。光を視野に入れてください。
- ③ スライドを作業ステージに置き、スケールを動かして固定し、オブジェクトの位置を光の中央に調整します。



- ④ 対物レンズを低い位置に調整してから、フォーカサーでゆっくりと上に動かします。ファインフォーカサーを調整すると、見やすくなります。

⑤ 対物レンズアダプターを動かし、倍率を最小から最大に変更します。



⑥ 作業ステージのフィルターは、様々な色で物事を観察できます。



注意事項:

- 1、サンプルを使用するときは、プラットフォームの中央に慎重に置いてください。
- 2、対物レンズハウジングの刻み付きリングを4倍の位置に回転させます。低電力で標本の表示を開始し、必要に応じて高電力に切り替えることをお勧めします。
- 3、接眼レンズに目を通し、標本に焦点が合うまでフォーカスノブを徐々に回します。
- 4、フォーカサー機構の移動量が足りない場合は、ステージプレートを下側に下げる必要があります。画像が鮮明になるまで、ゆっくりと移動します。
- 5、より高い倍率が必要な場合は、対物レンズハウジングを3倍の位置に回転させ、試料が鮮明になるまで焦点を合わせ直します。WF10x接眼レンズをWF20x接眼レンズに交換して、さらに2つの倍率を取得することもできます。



警告

- 肉眼で太陽やその他の強い光を見ないでください。永久的な目の損傷が発生する可能性があります。
- 不必要な損傷を避けるため、子供は大人の保護で使用する必要があります。
- お子様が届く場所にプラスチックパッケージを置かないでください。子供たちはプラスチックを口に入れて窒息する可能性があります。

お手入れとクリーニング:

対物レンズと接眼レンズを清潔に保つ以外に、定期的なメンテナンスは必要ありません。汚れた対物レンズや接眼レンズは、光の透過率が低く、明るさが失われるだけでなく、画像が不鮮明になることを意味します。光学部品を清潔に保ってください！使用しないときは、付属のケースに入れて保管してください。

使用上の注意:

- 1、製品を換気された乾燥した清潔な場所に保管、ドライボックスに入れてください。
- 2、光学レンズにほこりやその他の汚れがある場合は、専門のクリーニングキットを使用して清掃してください。布や硬いブラシで直接拭かないでください。
- 3、製品を自分で分解または修理しないでください。修理が必要な場合は、専門のアフターセールス部門にお問い合わせください。
- 4、濡れた環境で非防水製品を使用しないでください。濡れた環境で防水製品を使用し、使用後に乾燥させてください。
- 5、室内で見る場合は、窓を閉めたり、窓越しに見たりしないでください。製品の観察効果が低下する可能性があります。

窒息の危険を避ける



小さな部品。10歳未満の子供は対象外です。

おすすめなアクセサリ



警告

このアイテムは、製品が付きのまたは指定されたSvbonnyアクセサリと一緒に使用すると、規制基準を満たします。

アイテムのSvbonny承認済みアクセサリのリストについては、次のWebサイトにアクセスしてください：
<https://www.svbonny.jp/>

VORWORT

Vielen Dank für den Kauf eines SVBONY-Mikroskops
Dieses Handbuch gilt für SV601. Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das SV601-Mikroskop verwenden.

Einrichten

1. Entfernen Sie den Styroporbehälter aus dem Karton.
2. Nehmen Sie das Mikroskop und andere Teile vorsichtig aus dem Behälter und stellen Sie sie auf einen Tisch, einen Schreibtisch oder eine andere flache Oberfläche.
3. Entfernen Sie die Okulare aus den Plastiktüten.
4. Setzen Sie das 10x Okular in den Okulartubus ein
Sie können jetzt Ihr Mikroskop zum Betrachten von Proben verwenden


VORSICHT

Bitte stellen Sie das Mikroskop auf einen stabilen Tisch, Schreibtisch oder eine andere flache Oberfläche. Weg von der Kante.

•PFLEGE & WARTUNG

1. Lassen Sie das Mikroskop SV601 niemals in der Nähe von Feuer oder heißen Orten stehen
2. Wenn Sie mit Ihrem Mikroskop fertig sind, entfernen Sie alle auf dem Tisch verbleibenden Proben.
3. Schalten Sie die oberen und unteren Beleuchtungskörper aus, wenn Sie mit dem Mikroskop fertig sind.
4. Wenn Sie das Mikroskop längere Zeit (30 Tage oder länger) nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.
5. Setzen Sie die Staubkappe immer über das Okular, wenn Sie es nicht benutzen oder aufbewahren.
6. Bewahren Sie das Mikroskop an einem sauberen, trockenen Ort auf.
7. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch.
8. Reinigen Sie optische Oberflächen niemals mit einem Tuch oder Papiertüchern, da diese optische Oberflächen leicht zerkratzen können.
9. Um Fingerabdrücke von optischen Oberflächen zu entfernen, verwenden Sie ein Linsenreinigungsmittel und Linsengewebe, die an den meisten Fotoausgängen erhältlich sind.
10. Zerlegen oder reinigen Sie niemals interne optische Oberflächen. Dies sollte nur von qualifizierten Technikern im Werk oder anderen autorisierten Reparatureinrichtungen durchgeführt werden.

ÜBERBLICK



Liste und Ansicht des Zubehörs



SPEZIFIKATIONEN

Modell	SV601
Optisches System	Begrenztes Biologiemikroskop
Okular	WF10X WF20X
Objektiv	4X 10X S40X
Extender	2.0X
Arbeitsphase	90mmX90mm Quadrat
	Aktive Waage
	Disc Filters
Einstellung	Grobfokussierer & Feinfokussierer (Doppelknöpfe)
Illuminator - Oben	LED Lichter
Illuminator — Unten	LED-Leuchten, verwendet 2AA-Batterien (vom Benutzer bereitgestellt)
Zubehör	Vollständiger Satz (Zubehörkarte)
Verpackung	Box
Abmessungen	155x110x290mm
Gewicht	1,5kg

EINRICHTEN & BETRIEB

① Nehmen Sie das Mikroskop ab und setzen Sie das Okular WF10X ein



② Legen Sie den Akku ein oder schließen Sie ihn an die Stromversorgung an. Schalten Sie das Licht ein. Machen Sie das Licht im Blick



③ Legen Sie die Dias auf die Arbeitsbühne, fixieren Sie sie durch Bewegen der Skala und stellen Sie die Objektposition auf die Mitte des Lichts ein



④ Stellen Sie die Objektive auf die niedrige Position ein und bewegen Sie sie dann langsam mit dem Fokussierer nach oben. Wenn Sie den Feinfokus einstellen, erhalten Sie eine bessere Sicht

⑤ Bewegen Sie den Objektivadapter und ändern Sie die Vergrößerungen von min. zu max.



⑥ Die Filter in der Arbeitsphase können die Sicht in verschiedenen Farben machen.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte legen Sie die Probe vorsichtig in die Mitte der Plattform, wenn Sie sie verwenden.
2. Drehen Sie den Rändelring am Objektivgehäuse in die 4x-Position. Es ist am besten, eine Probe mit geringer Leistung zu betrachten und dann nach Bedarf auf höhere Leistung umzuschalten.
3. Schauen Sie durch die Okulare und drehen Sie den Fokusknopf allmählich, bis die Probe scharfgestellt ist.
4. Wenn der Fokussiermechanismus nicht genügend Federweg hat, um den Fokus zu erreichen, muss die Bühnenplatte möglicherweise nach unten abgesenkt werden. und lassen Sie es langsam die volle Strecke zurücklegen, bis das Bild scharf wird.
5. Wenn eine höhere Leistung gewünscht wird, drehen Sie das Objektivlinsengehäuse in die dreifache Position und fokussieren Sie erneut, bis die Probe scharf wird. Sie können die WF 10x-Okulare auch durch die WF 20x-Okulare ersetzen, um zwei zusätzliche Vergrößerungsstärken zu erhalten.



WARNING

- Betrachten Sie die Sonne oder anderes intensives Licht nicht mit Ihren Produkten oder sogar mit bloßem Auge. Andernfalls kann es zu dauerhaften Augenschäden kommen.
- Kinder müssen unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden, um unnötige Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Plastikverpackung nicht an einem Ort auf, den Ihre Kinder erreichen können. Wenn nicht, können die Kinder den Kunststoff in den Mund stecken und ersticken.

Pflege und sauber:

Der Artikel muss nur routinemäßig gewartet werden, außer dass die Objektivlinsen und Okulare sauber gehalten werden. Verschmutzte Objektive und / oder Okulare bedeuten weniger Lichtdurchlässigkeit und Helligkeitsverlust sowie unscharfe Bilder. Halte deine Optik sauber! Wenn Sie Ihren Artikel nicht verwenden, bewahren Sie diese in der dafür vorgesehenen Hülle auf.

Verwendungshinweis:

1. Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten, trockenen und sauberen Ort oder legen Sie es in eine Trockenbox.
2. Wenn sich Staub und anderer Schmutz auf der optischen Linse befinden, reinigen Sie sie mit einem professionellen Reinigungssset. Wischen Sie es nicht direkt mit einem Tuch und einer harten Bürste ab.
3. Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn Sie es reparieren müssen, wenden Sie sich bitte an unsere professionelle Kundendienstabteilung.
4. Verwenden Sie keine nicht wasserdichten Produkte in feuchten Umgebungen, verwenden Sie keine wasserdichten Produkte in feuchten Umgebungen und trocknen Sie sie nach dem Gebrauch.
5. Schließen Sie das Fenster beim Betrachten in Innenräumen nicht und beobachten Sie es durch das Fenster, da dies den Produktbeobachtungseffekt verringert.

Erstickungsgefahr vermeiden



Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren.

Approved Zubehör



WARNING

- Dieser Artikel entspricht den gesetzlichen Standards, wenn er mit dem mitgelieferten oder für das Produkt bestimmten Svbonny-Zubehör verwendet wird.
- Eine Liste der von Svbonny zugelassenen Zubehörteile für Ihren Artikel finden Sie auf der folgenden Website: <http://www.Svbonny.com>

PRÉFACE

Merci beaucoup pour votre achat d'un SVBONY microscope
Ce manuel s'applique au SV601. Lisez ce manuel avant d'utiliser le SV601 microscope .

Mise en place

1. Retirez le contenant en polystyrène du carton.
 2. Retirez délicatement le microscope et les autres pièces du récipient et placez-les sur une table, un bureau ou une autre surface plane.
 3. Retirez les oculaires des sacs en plastique.
 4. Insérez l'oculaire 10x dans le tube de l'oculaire
- Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre microscope pour examiner un échantillon


ATTENTION

Veillez placer le microscope sur une table stable, un bureau ou une autre surface plane. Loin du bord.

• ENTRETIEN & MAINTENANCE

1. Ne laissez jamais le SV601 microscope à proximité d'un feu ou de lieux chauds
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre microscope, retirez tous les échantillons laissés sur la scène
3. Éteignez les illuminateurs supérieur et inférieur lorsque vous avez terminé d'utiliser le microscope.
4. Si vous n'utilisez pas le microscope pendant une longue période (30 jours ou plus), retirez les piles.
5. Placez toujours le capuchon anti-poussière sur l'oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est rangé.
6. Conservez le microscope dans un endroit propre et sec.
7. Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide.
8. Ne nettoyez jamais les surfaces optiques avec un chiffon ou des serviettes en papier car elles peuvent facilement rayer les surfaces optiques.
9. Pour éliminer les empreintes digitales des surfaces optiques, utilisez un nettoyeur pour objectif et un tissu pour objectif disponibles dans la plupart des prises photo.
10. Ne démontez et ne nettoyez jamais les surfaces optiques internes. Cela ne doit être fait que par des techniciens qualifiés de l'usine ou d'autres centres de réparation agréés.

APERÇU



Liste et vue des accessoires



SPECIFICATIONS

Modèle	SV601
Système optique	Microscope biologique fini
Oculaire	WF10X WF20X
Objectif	4X 10X S40X
Extenseur	2,0X
Stade de travail	Carré 90mmX90mm Échelle mobile Filtres à disque
Ajustement	Mise au point grossière & mise au point fine (deux boutons)
Illuminateur - Top	Lumières LED
Illuminateur - Bas	Lumières LED , Utilise 2 piles AA (fournies par l'utilisateur)
Accessoires	Ensemble complet (tableau des accessoires)
Emballage	Boîte
Dimension	155x110x290mm
Poids	1,5 kg

CONFIGURATION & OPERATION

- Retirez le microscope et insérez l'oculaire WF10X
- Insérez la batterie et connectez-vous à l'électricité, allumez les lumières. Faire la lumière en vue
- Placez les diapositives sur la scène de travail, fixées par une échelle mobile, ajustez la position de l'objet au milieu de la lumière



- Ajustez les objectifs en position basse, puis déplacez-les lentement vers le haut à l'aide du porte-oculaire. Ajuster la mise au point fine peut obtenir une meilleure vue

⑤ Déplacez l'adaptateur d'objectifs, changez les agrandissements de Min. à Max.



⑥ Les filtres en cours de travail peuvent rendre la vision dans différentes couleurs.



Précautions

1. Veuillez placer soigneusement l'échantillon au centre de la plate-forme lorsque vous l'utilisez.
2. Faites pivoter la bague moletée sur le boîtier de l'objectif en position 4x. Il est préférable de commencer à regarder un échantillon à faible puissance, puis de passer à une puissance plus élevée si nécessaire.
3. Regardez à travers les oculaires et tournez progressivement le bouton de mise au point jusqu'à ce que l'échantillon soit mis au point.
4. S'il n'y a pas assez de course dans le mécanisme de mise au point pour atteindre la mise au point, il peut être nécessaire d'abaisser la plaque de scène vers le bas. et faites-le parcourir lentement sur toute la distance, jusqu'à ce que l'image devienne nette.
5. Si une puissance plus élevée est souhaitée, faites pivoter le boîtier de l'objectif sur la position 3x et refaire la mise au point jusqu'à ce que l'échantillon devienne net. Vous pouvez également remplacer les oculaires WF 10x par les oculaires WF 20x pour obtenir deux puissances de grossissement supplémentaires.



WARNING

- Ne regardez pas le soleil ou toute autre lumière intense avec vos produits ou même à l'œil nu; Sinon, il peut y avoir des lésions oculaires permanentes.
- Les enfants doivent être utilisés sous la tutelle d'adultes pour éviter les dommages inutiles.
- Ne placez pas l'emballage en plastique à un endroit que vos enfants peuvent atteindre. Sinon, les enfants peuvent mettre le plastique dans la bouche et souffrir d'étouffement.

Entretien et nettoyage:

L'article n'a pas besoin d'entretien de routine autre que de s'assurer que les lentilles d'objectif et les oculaires sont maintenus propres. Des objectifs et / ou oculaires sales signifient moins de transmission de la lumière et une perte de luminosité ainsi que des images floues. Gardez vos optiques propres! Lorsque vous n'utilisez pas votre article, rangez-les dans l'étui fourni.

Avis d'utilisation:

1. Stockez le produit dans un endroit ventilé, sec et propre ou mettez-le dans une boîte sèche.
2. S'il y a de la poussière et d'autres saletés sur la lentille optique, utilisez un kit de nettoyage professionnel pour la nettoyer. Ne l'essuyez pas directement avec un chiffon et une brosse dure.
3. Veuillez ne pas démonter ni réparer le produit vous-même. Si vous avez besoin de le réparer, veuillez contacter notre service après-vente professionnel.
4. N'utilisez pas de produits non étanches dans des environnements humides, n'utilisez pas de produits étanches dans des environnements humides et séchez-les après utilisation.
5. Lorsque vous regardez à l'intérieur, veuillez ne pas fermer la fenêtre et la regarder à travers la fenêtre, ce qui réduira l'effet d'observation du produit.

Évitez les risques d'étouffement



Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 10 ans.

Accessoires approuvés



WARNING

- Cet article est conforme aux normes réglementaires lorsqu'il est utilisé avec les accessoires Svbonny fournis ou désignés pour le produit.
- Pour obtenir la liste des accessoires approuvés par Svbonny pour votre article, visitez le site Web suivant: <http://www.Svbonny.com>

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato un SVBONY microscopio.

Questo manuale si applica a SV601. Leggere questo manuale prima di utilizzare SV601 microscopio.

Impostare

1. Rimuovere il contenitore di polistirolo dalla scatola.
2. Rimuovere con attenzione il microscopio e le altre parti dal contenitore e posizionarle su un tavolo, una scrivania o un'altra superficie piana.
3. Rimuovere gli oculari dai sacchetti di plastica.
4. Inserire l'oculare 10x nel tubo dell'oculare.

Ora sei pronto per usare il tuo microscopio per guardare il campione


ATTENZIONE

Posizionare il microscopio su un tavolo stabile, una scrivania o un'altra superficie piana. Lontano da spigoli vivi.

● CURA E MANUTENZIONE

1. Non lasciare mai il microscopio SV601 vicino al fuoco o in luoghi caldi
2. Una volta terminato di utilizzare il microscopio, rimuovere eventuali campioni rimasti sul prodotto
3. Spegnerne gli illuminatori superiore e inferiore quando si è finito di usare il microscopio.
4. Se non si utilizza il microscopio per un lungo periodo (30 giorni o più), rimuovere le batterie.
5. Posizionare sempre il cappuccio antipolvere sopra l'oculare quando non viene utilizzato o quando viene riposto.
6. Conservare il microscopio in un luogo pulito e asciutto.
7. Pulire le superfici esterne con un panno umido.
8. Non pulire mai le superfici ottiche con panni o tovaglioli di carta poiché possono graffiare facilmente le superfici ottiche.
9. Per rimuovere le impronte dalle superfici ottiche, utilizzare un detergente per lenti e un tessuto per lenti disponibile nella maggior parte dei punti vendita di foto.
10. Non smontare o pulire mai le superfici ottiche interne. Questo dovrebbe essere fatto solo da tecnici qualificati in fabbrica o in altre strutture di riparazione autorizzate.

PANORAMICA



Elenco e visualizzazione degli accessori



SPECIFICHE

Modello	SV601
Sistema ottico	Microscopio biologico finito
Oculare	WF10X WF20X
Obiettivo	4X 10X S40X
Extender	2.0X
Fase di lavoro	Quadrato 90mmX90mm
	Scala mobile
	Filtri a disco
Regolazione	Focheggiatore grossolano e focheggiatore fine (doppie manopole)
Illuminatore - In alto	Luci a LED
Illuminatore - In basso	Luci a LED: utilizza 2 batterie AA (fornite dall'utente)
Accessori	Set completo (Tabella accessori)
Imballaggio	Scatola
Dimensione	155x110x290mm
Peso	1.5kg

IMPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1 Rimuovere il microscopio e inserire l'oculare WF10X
- 2 Inserire la batteria o connettersi all'elettricità, accendere le luci. Rende la luce in vista
- 3 Mettere le diapositive sul piano di lavoro, fissate spostando la scala, regolare la posizione dell'oggetto al centro della luce



- 4 Regolare gli obiettivi in posizione bassa, quindi spostarli lentamente verso l'alto con il focheggiatore. Regola il focheggiatore fine per ottenere una visione migliore

⑤ Spostare l'adattatore per obiettivi, modificare gli ingrandimenti da Min. a Max.




⑥ I filtri in fase di lavoro possono rendere la visione in diversi colori.



Precauzioni

1. Posizionare con attenzione il campione al centro della piattaforma quando lo si utilizza.
2. Ruotare l'anello zigrinato sull'alloggiamento della lente dell'obiettivo nella posizione 4x. È meglio iniziare a visualizzare un campione a bassa potenza, quindi passare a una potenza maggiore se necessario.
3. Guardare attraverso gli oculari e ruotare gradualmente la manopola di messa a fuoco finché il campione non viene messo a fuoco.
4. Se la corsa del meccanismo del foceggiatore non è sufficiente per raggiungere la messa a fuoco, potrebbe essere necessario abbassare il piano portaoggetti verso il basso. e farlo viaggiare per tutta la distanza lentamente, finché l'immagine non diventa nitida.
5. Se si desidera una potenza maggiore, ruotare l'alloggiamento della lente dell'obiettivo nella posizione 3x e rimettere a fuoco finché il campione non diventa nitido. È inoltre possibile sostituire gli oculari WF 10x con gli oculari WF 20x per ottenere due ulteriori potenze di ingrandimento.

 <p>AVVERTIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Non guardare il sole o altra luce intensa con i tuoi prodotti o anche ad occhio nudo; In caso contrario, potrebbero verificarsi danni permanenti agli occhi.• I bambini devono essere utilizzati sotto la tutela di adulti per evitare danni inutili.• Non collocare la confezione di plastica in un punto raggiungibile dai bambini. In caso contrario, i bambini potrebbero mettere la plastica in bocca e soffrire di soffocamento.
--	--

Cura e pulizia:

L'articolo non necessita di manutenzione ordinaria se non assicurandosi che le lenti dell'obiettivo e gli oculari siano mantenuti puliti. Obiettivi e/o oculari sporchi significano minore trasmissione della luce e perdita di luminosità, nonché immagini sfocate.

Mantieni pulita la tua ottica! Quando non usi il tuo articolo, conservali nella custodia fornita.

Avviso di utilizzo:

1. Conservare il prodotto in un luogo ventilato, asciutto e pulito o metterlo in una scatola asciutta.
2. Se sono presenti polvere e altra sporcizia sulla lente ottica, utilizzare un kit di pulizia professionale per pulirla. Non pulirlo direttamente con un panno e una spazzola dura.
3. Si prega di non smontare o riparare il prodotto da soli. Se è necessario ripararlo, contattare il nostro servizio post-vendita professionale.
4. Non utilizzare prodotti non impermeabili in ambienti umidi, utilizzare prodotti impermeabili in ambienti umidi e asciugarli dopo l'uso.
5. Quando si guarda all'interno, non chiudere la finestra e guardarla attraverso la finestra, il che ridurrà l'effetto di osservazione del prodotto.

Evita il rischio di soffocamento



Parti piccole. Non adatto per bambini sotto i 10 anni.

Accessori approvati



- Questo dispositivo soddisfa gli standard normativi se utilizzato con gli accessori Svbyony forniti o designati per il prodotto.
- Per un elenco degli accessori approvati da Svbyony per il proprio articolo, visitare il seguente sito Web: <http://www.Sbony.com>

PREFACIO

Muchas gracias por adquirir un microscopio SVBONY

Este manual se aplica a SV601. Lea este manual antes de usar el microscopio SV601.

Configuración

1. Retire el recipiente de espuma de poliestireno de la caja.
 2. Retire con cuidado el microscopio y otras partes del recipiente y colóquelos sobre una mesa u otra superficie plana.
 3. Retire los oculares de las bolsas de plástico.
 4. Inserte el ocular de 10x en el tubo del ocular.
- Ahora está listo para usar su microscopio para observar la muestra

PRECAUCIÓN

Coloque el microscopio en un escritorio estable u otra superficie plana. Lejos del borde.

• CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Nunca deje el microscopio SV601 cerca del fuego o lugares calientes
2. Cuando haya terminado de usar su microscopio, retire cualquier muestra que quede en el escenario
3. Apague los iluminadores superior e inferior cuando haya terminado de usar el microscopio.
4. Si no va a utilizar el microscopio durante un tiempo prolongado (30 días o más), retire las pilas.
5. Coloque siempre la tapa antipolvo sobre el ocular cuando no esté en uso o cuando esté almacenado.
6. Guarde el microscopio en un lugar limpio y seco.
7. Limpiar las superficies exteriores con un paño húmedo.
8. Nunca limpie las superficies ópticas con un paño o toallas de papel, ya que pueden rayar las superficies ópticas fácilmente.
9. Para eliminar las huellas dactilares de las superficies ópticas, utilice un agente limpiador de lentes y un pañuelo para lentes disponibles en la mayoría de los puntos de venta de fotografías.
10. Nunca desarme ni limpie las superficies ópticas internas. Esto solo debe ser realizado por técnicos calificados en la fábrica u otras instalaciones de reparación autorizadas.

VISIÓN DE CONJUNTO



Lista y vista de accesorios



ESPECIFICACIONES

Modelo	SV601
Sistema óptico	Microscopio biológico finito
Ocular	WF10X WF20X
Objetivo	4X 10X S40X
Extensor	2.0X
Etapa de trabajo	Cuadrado de 90mmX90mm
	Escala móvil
	Filtros de disco
Ajustamiento	Enfocador grueso y enfocador fino (botones dobles)
Iluminador-Superior	Luces led
Iluminador-Inferior	Luces LED, usa baterías 2AA (suministradas por el usuario)
Accesorios	Juego completo (Tabla de accesorios)
Embalaje	Caja
Dimensión	El 155x110x290mm
Peso	1,5 kg

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

① Retire el microscopio e inserte el ocular WF10X



② Inserte la batería o conéctese a la electricidad, encienda las luces. Haz la luz a la vista



③ Coloque las diapositivas en la etapa de trabajo, fijadas moviendo la escala, ajuste la posición del objeto al medio de la



④ Ajuste los objetivos a la posición baja, luego muévalos lentamente hacia arriba con el enfocador. Ajuste el enfocador fino para obtener una mejor vista

⑤ Mueva el adaptador de objetivos, cambie los aumentos de Min. a Max.



⑥ Los filtros en la etapa de trabajo pueden hacer la visión en diferentes colores.



Precauciones

1. Coloque con cuidado la muestra en el centro de la plataforma cuando la use.
2. Gire el anillo moleteado de la carcasa de la lente del objetivo a la posición 4x. Es mejor comenzar a ver una muestra a baja potencia y luego cambiar a mayor potencia según sea necesario.
3. Mire a través de los oculares y gire gradualmente la perilla de enfoque hasta que la muestra se enfoque.
4. Si no hay suficiente recorrido en el mecanismo de enfoque para alcanzar el enfoque, tal vez sea necesario bajar la placa de la platina hacia abajo. y hágalo recorrer la distancia completa lentamente, hasta que la imagen se vuelva nítida.
5. Si se desea una mayor potencia, gire la carcasa de la lente del objetivo a la posición 3x y vuelva a enfocar hasta que la muestra se vuelva nítida. También puede reemplazar los oculares WF 10x por los oculares WF 20x para obtener dos aumentos adicionales.



ADVERTENCIA

- No mire el sol u otra luz intensa con sus productos o incluso a simple vista; De lo contrario, puede haber daño ocular permanente.
- Los niños deben ser utilizados bajo la tutela de adultos para evitar daños innecesarios.
- No coloque el paquete de plástico en un lugar al que puedan llegar sus hijos. De lo contrario, los niños pueden meterse el plástico en la boca y sufrir asfixia.

Cuidar y Limpiar:

El artículo no necesita mantenimiento de rutina más que asegurarse de que las lentes del objetivo y los oculares se mantengan limpios. Los objetivos y / o oculares sucios significan menos transmisión de luz y pérdida de brillo, así como imágenes poco nítidas. ¡Mantenga limpia su óptica! Cuando no use su artículo, guárdelos en el estuche provisto.

Aviso de uso:

1. Almacene el producto en un lugar ventilado, seco y limpio o póngalo en una caja seca.
2. Si hay polvo y otra suciedad en la lente óptica, utilice un kit de limpieza profesional para limpiarla. No lo limpie directamente con un paño y un cepillo duro.
3. No desmonte ni repare el producto usted mismo. Si necesita repararlo, comuníquese con nuestro departamento de posventa profesional.
4. No use productos no impermeables en ambientes húmedos, use productos impermeables en ambientes húmedos y séquelos después de su uso.
5. Al mirar en interiores, no cierre la ventana y mire a través de la ventana, lo que reducirá el efecto de observación del producto.

Evite el peligro de asfixia



Pequeñas partes. No apto para niños menores de 3 años..

Accesorios aprobados



ADVERTENCIA

- Este artículo cumple con los estándares reglamentarios cuando se usa con los accesorios Svbonny suministrados o designados para el producto.
- Para obtener una lista de accesorios aprobados por Svbonny para su artículo, visite el siguiente sitio web: <http://www.Svbonny.com>

Warranty Card

Product Model: _____

Purchasing Date: _____

Defect Reason: _____

Dealer Name: _____

Telephone: _____

User's Name: _____

User's Address: _____

User's Email: _____

Remarks:

1. This guarantee card should be kept by the user, no replacement if lost.
2. Most new products carry a one-year manufacturer's warranty from the date of purchase.
3. The user can get warranty and after-sales service as below:
 - Contact the seller where you buy.
4. For warranty service, you will need to provide a receipt proof of purchase from the actual seller for verification


Exclusions from Warranty Coverage:

1. To any product damaged by accident.
2. In the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs.
3. If the serial number has been altered, defaced, or removed.

EU Importer:

Name: Germany Retevis Technology GmbH

Address: Uetzenacker 29,38176 wendeburg



MADE IN CHINA

Hong Kong Svbonny Technology Co.,Ltd

Add: Unit B, 5th Floor, Gallo Commercial Building, 114-118
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Facebook: [facebook.com/svbonny](https://www.facebook.com/svbonny)

E-mail: info@svbonny.com

Web: www.svbonny.com

说明书要求

尺寸：14.5*21cm

印刷：黑白印刷

装订：骑马钉

纸张材质：双胶纸

本页无需印刷